

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/waga-lazienkowa-elektroniczna-z-niebieska-platforma-p-1742.html>



Elektroniczna waga łazienkowa Salter 9037 TL3R turkusowa 180 kg / 100 g

Cena brutto **69,00 zł**

Cena netto **56,10 zł**

Dostępność



Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **9037 TL3R**

Opis produktu

Turkusowa waga łazienkowa Salter 9037 TL3R – wygodna kontrola masy ciała

Nie każda waga łazienkowa musi wyglądać tak samo. **Salter 9037 TL3R** wyróżnia się intensywnym turkusowym kolorem, szklaną platformą oraz prostą obsługą. To elektroniczna waga osobowa przeznaczona do codziennego sprawdzania masy ciała w warunkach domowych.

Urządzenie umożliwia ważenie osób o masie do **180 kg**, a podziałka 100 g pozwala obserwować zmiany wyniku podczas regularnych pomiarów. Czytelny wyświetlacz LCD umieszczono przy górnej krawędzi platformy, dzięki czemu wynik jest widoczny bez konieczności schylania się.

Wejdź na wagę i sprawdź wynik

Model Salter 9037 TL3R wykorzystuje funkcję **Step-On**, czyli automatyczne uruchamianie po wejściu na platformę. Po wykonaniu pierwszej inicjalizacji nie trzeba za każdym razem naciskać przycisku, aby rozpocząć ważenie.

Wystarczy ustawić urządzenie na stabilnym, równym podłożu, wejść na szklaną powierzchnię i przez chwilę pozostać nieruchomo. Wynik pojawi się na ekranie. Po zakończeniu ważenia urządzenie samoczynnie się wyłączy.

Najważniejsze zalety wagi Salter

- **Pomiar do 180 kg** – zakres odpowiedni do codziennego ważenia w domu.
- **Podziałka 100 g** – pozwala odczytywać zmiany masy ciała w krokach co 0,1 kg.
- **Automatyczne uruchamianie Step-On** – rozpoczęcie pomiaru przez wejście na platformę.
- **Wyświetlacz LCD** – duże, czytelne cyfry ułatwiają odczyt wyniku.
- **Platforma ze szkła hartowanego** – gładka powierzchnia jest łatwa w codziennym czyszczeniu.
- **Turkusowa kolorystyka** – ciekawa alternatywa dla tradycyjnych białych i czarnych wag łazienkowych.

Szklana platforma w turkusowym kolorze

Powierzchnia wagi wykonana jest ze szkła hartowanego. Jednolity turkusowy kolor, delikatnie widoczny podział odcieni oraz jasne obrzeże nadają urządzeniu charakterystyczny wygląd.

Prosta, płaska konstrukcja nie wymaga dodatkowych pojemników ani akcesoriów podczas ważenia. Waga może być ustawiona

w łazience lub innym domowym pomieszczeniu, w którym dostępna jest odpowiednia, stabilna powierzchnia.

Specyfikacja techniczna Salter 9037 TL3R

Marka	Salter
Model	9037 TL3R
Rodzaj	Elektroniczna waga łazienkowa / osobowa
Kolor	Turkusowy
Maksymalne obciążenie	180 kg
Podziałka pomiarowa	100 g (0,1 kg)
Jednostki pomiaru	kg, lb, st
Wyświetlacz	LCD
Materiał platformy	Szkło hartowane
Uruchamianie	Automatyczne Step-On
Automatyczne wyłączanie	Tak
Zasilanie	1 bateria CR2032 (w zestawie)
Wskaźniki	Przeciążenie i niski poziom baterii
Przeznaczenie	Domowy pomiar masy ciała

Jak prawidłowo korzystać z wagi?

Przed pierwszym użyciem należy przygotować zasilanie i zainicjalizować wagę zgodnie z instrukcją. Po zmianie miejsca ustawienia może być potrzebne ponowne wyzerowanie urządzenia.

Aby porównywać wyniki, warto ważyć się na tej samej, twardej i równej powierzchni, o podobnej porze dnia. Miękką podłogę, nierówne ustawienie lub poruszanie się podczas pomiaru mogą wpływać na wskazania.

Do czyszczenia wystarczy lekko wilgotna ściereczka. Wagi nie należy zanurzać w wodzie ani używać na mokrej, śliskiej powierzchni.

Jeżeli szukasz również innych modeli do domowej kontroli masy ciała, sprawdź dostępne [wagi łazienkowe w SaleMED](#).