

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/waga-lazienkowa-w-kolorze-jasnozielonym-p-358.html>



Zielona waga łazienkowa Salter 9037 GN3R szklana 180 kg / 100 g

Cena brutto **69,00 zł**

Cena netto **56,10 zł**

Dostępność



Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **9037 GN3R**

Opis produktu

Salter 9037 GN3R – zielona waga łazienkowa do codziennej kontroli masy ciała

Regularne ważenie nie wymaga rozbudowanego urządzenia. Jeśli potrzebujesz przede wszystkim wygodnego odczytu swojej masy ciała, **elektroniczna waga łazienkowa Salter 9037 GN3R** oferuje prostą obsługę, szklaną platformę oraz maksymalne obciążenie 180 kg.

Model wyróżnia się jasnozieloną, limonkową kolorystyką, stanowiącą alternatywę dla klasycznych białych, czarnych i srebrnych wag osobowych. Kwadratowa platforma ze szkła hartowanego ma wymiary 30,5x30,5 cm, a wysokość urządzenia wynosi 2,6 cm.

Ważenie po wejściu na platformę – bez każdorazowego włączania

Salter 9037 wykorzystuje funkcję aktywacji po wejściu na wagę. Po pierwszym przygotowaniu urządzenia można rozpocząć pomiar, stając bezpośrednio na platformie. Wynik pojawia się na wyświetlaczu LCD, pozostaje widoczny przez kilka sekund po zejściu i następnie waga samoczynnie się wyłącza.

Podziałka pomiaru masy ciała wynosi **100 g (0,1 kg)**. Umożliwia to obserwowanie niewielkich zmian masy ciała podczas regularnego ważenia.

Dlaczego warto wybrać tę wagę?

- **Obciążenie do 180 kg** – szeroki zakres pomiaru masy ciała.
- **Podziałka 100 g** – szczegółowy odczyt wyniku.
- **Szklana platforma** – gładka powierzchnia ze szkła hartowanego.
- **Wyświetlacz LCD** – cyfrowa prezentacja wyniku.
- **Aktywacja po wejściu** – wygodne rozpoczęcie ważenia po inicjalizacji urządzenia.
- **Automatyczne wyłączenie** – brak konieczności ręcznego wyłączania po pomiarze.
- **Bateria CR2032 w zestawie** – nie trzeba dokupować baterii przed pierwszym uruchomieniem.
- **Zielona kolorystyka** – charakterystyczny wygląd pasujący do różnych aranżacji łazienkowych.

Jak uzyskać powtarzalne wyniki pomiarów?

Najlepiej ustawić wagę na **twardej, równej i stabilnej podłodze**. Miękkie lub nierówne podłoże może wpływać na wskazania urządzenia.

Po przestawieniu wagi w inne miejsce producent zaleca ponowne zainicjowanie urządzenia: należy nacisnąć stopą środkową część platformy, poczekać na wskazanie zera i pozwolić wadze się wyłączyć. Następnie można rozpocząć właściwe ważenie.

Przy porównywaniu wyników warto dokonywać pomiarów w podobnych warunkach, najlepiej o tej samej porze dnia i bez obuwia. Ułatwia to obserwowanie zmian masy ciała w dłuższym okresie.

Specyfikacja techniczna Salter 9037 GN3R

Producent	Salter
Model	9037 GN3R
Rodzaj	Elektroniczna waga łazienkowa / osobowa
Kolor	Zielony, limonkowy
Maksymalne obciążenie	180 kg
Podziałka pomiaru	100 g (0,1 kg)
Materiał platformy	Szkło hartowane
Wyświetlacz	LCD
Wymiary wyświetlacza	80x37 mm
Wymiary urządzenia	30,5x30,5x2,6 cm
Masa urządzenia	ok. 1,6 kg
Jednostki pomiaru	kg, lb, st
Uruchamianie po wejściu	Tak, po inicjalizacji
Automatyczne wyłączanie	Tak
Zasilanie	1 bateria CR2032
Bateria w zestawie	Tak, 1 sztuka CR2032
EAN / GTIN	5010777138344
Przeznaczenie	Domowy pomiar masy ciała

Zasilanie i zawartość zestawu

Waga zasilana jest **jedną baterią litową CR2032**. Bateria znajduje się w zestawie, dlatego nie ma potrzeby kupowania jej osobno przed pierwszym uruchomieniem urządzenia.

W przypadku pojawienia się na wyświetlaczu komunikatu „LO” należy wymienić baterię na nową, tego samego typu.

Użytkowanie i pielęgnacja

Powierzchnię wagi należy czyścić lekko wilgotną ściereczką. Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie ani nadmiernie moczyć, ponieważ mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia elektroniki. Szklana platforma może być śliska, gdy jest mokra.

Salter 9037 GN3R jest wagą przeznaczoną do domowego pomiaru masy ciała, bez analizy składu ciała.

Pozostałe modele można znaleźć w kategorii [wagi łazienkowe i osobowe](#) w sklepie SaleMED.pl.