

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/waga-lazienkowa-z-analizatorem-salter-mibody-9159-bk3r-200-kg-powystawowa-p-3548.html>



Waga łazienkowa z analizatorem Salter MiBody 9159 BK3R 200 kg – powystawowa

Cena brutto	59,00 zł
Cena netto	47,97 zł
Dostępność	EXPRESS WYSYŁKA 24H
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	9159 BK3R

Opis produktu

Salter MiBody 9159 – domowa kontrola masy i składu ciała

Regularne ważenie pokazuje zmiany masy ciała, ale nie wyjaśnia, z czego mogą one wynikać. **Salter MiBody 9159 BK3R** to elektroniczna waga łazienkowa, która oprócz kilogramów prezentuje dodatkowe, orientacyjne informacje o składzie organizmu.

Model łączy **maksymalne obciążenie 200 kg**, analizę bioimpedancji BIA, pamięć dla czterech osób oraz łączność Bluetooth 4.0. Urządzenie posiada czarną szklaną platformę z metalowymi elektrodami i podświetlany ekran LCD.

Oferowana waga jest powystawowa. Dzięki temu stanowi alternatywę dla osoby, która akceptuje ewentualne niedoskonałości wizualne i poszukuje urządzenia z rozbudowanymi funkcjami pomiarowymi.

Co możesz sprawdzić na wadze Salter MiBody?

Waga wykorzystuje technologię **BIA (Bioelectrical Impedance Analysis)**, czyli analizę impedancji bioelektrycznej. Na podstawie pomiaru i danych użytkownika szacuje wybrane parametry składu ciała.

- **Masa ciała** – ważenie do 200 kg z podziałką 100 g.
- **Tkanka tłuszczowa** – orientacyjny procentowy udział tłuszczu.
- **Woda w organizmie** – szacunkowa procentowa zawartość wody.
- **Masa mięśniowa** – szacunkowa wielkość związana z umięśnieniem.
- **BMI** – wskaźnik obliczany na podstawie masy ciała i wzrostu.

Wyniki analizy warto traktować jako pomoc w obserwacji zmian, a nie diagnozę medyczną. Dla porównywalności odczytów najlepiej wykonywać pomiary o podobnej porze, na tej samej powierzchni i w zbliżonych warunkach.

Bluetooth 4.0 – dodatkowe możliwości modelu MiBody

Salter 9159 BK3R został wyposażony w **Bluetooth 4.0**, umożliwiającą bezprzewodową komunikację z kompatybilnymi urządzeniami mobilnymi.

Model pierwotnie współpracował z aplikacją Salter MiBody. Producent udostępnia obecnie system Salter Health oraz materiały

pomocnicze dla wagi 9159 BK3R.

Ważna informacja: ze względu na zmiany aplikacji i systemów mobilnych nie gwarantujemy prawidłowego parowania ani synchronizacji z każdym współczesnym telefonem. Funkcjonalność Bluetooth może zależeć od zgodności oprogramowania i urządzenia.

Waga może być używana bez telefonu. Do standardowego pomiaru masy ciała wystarczy sam wyświetlacz urządzenia.

Jedna waga dla czterech użytkowników

Salter MiBody umożliwia zapisanie **4 indywidualnych profili**. Każdy domownik może skonfigurować własne dane, takie jak wiek, wzrost i płeć, potrzebne do obliczania parametrów składu ciała.

Dostępny jest również **tryb sportowca (Athlete Mode)**, przeznaczony dla osób o wysokim poziomie regularnej aktywności fizycznej, spełniających kryteria opisane w instrukcji producenta.

Szklana platforma i wygodny odczyt wyników

Czarna platforma ze szkła hartowanego ma około **30x30 cm**. Dwa metalowe pasy pełnią funkcję elektrod potrzebnych do analizy bioimpedancji.

Podświetlany ekran LCD umożliwia odczytywanie wyników, a funkcja **Step-On** pozwala rozpocząć zwykłe ważenie po wejściu na prawidłowo przygotowaną wagę.

Urządzenie należy ustawiać na twardej i stabilnej podłodze. Do czyszczenia zaleca się miękką, lekko wilgotną ściereczkę. Wagi nie należy zanurzać w wodzie.

Specyfikacja techniczna Salter 9159 BK3R

Parametr	Specyfikacja
Producent	Salter
Seria	MiBody
Model	9159 BK3R
EAN	5010777139556
Stan produktu	Powystawowy
Rodzaj	Elektroniczna waga łazienkowa z analizatorem składu ciała
Maksymalne obciążenie	200 kg
Podziałka pomiaru masy	100 g / 0,1 kg
Technologia	BIA – analiza impedancji bioelektrycznej
Pomiar tkanki tłuszczowej	Tak, orientacyjny
Pomiar zawartości wody	Tak, orientacyjny
Analiza masy mięśniowej	Tak, orientacyjna
Wskaźnik BMI	Tak
Pamięć użytkowników	4 profile
Tryb sportowca	Tak, Athlete Mode
Łączność bezprzewodowa	Bluetooth 4.0
System aplikacji	MiBody / Salter Health – zgodność wymaga weryfikacji

Parametr	Specyfikacja
Ważenie bez aplikacji	Tak
Automatyczne uruchamianie ważenia	Tak, Step-On
Wyświetlacz	Podświetlany LCD
Materiał platformy	Szkło hartowane z metalowymi elektrodami
Kolor	Czarny
Wymiary platformy	Okolo 30x30 cm
Zasilanie	3 baterie AAA
Baterie w zestawie	Tak, 3 sztuki AAA
Przeznaczenie	Użytek domowy

Stan powystawowy – ważne informacje przed zakupem

Produkt nie jest fabrycznie nowy. Waga mogła być rozpakowana, prezentowana lub przechowywana poza oryginalnie zamkniętym opakowaniem.

W zależności od egzemplarza mogą występować:

- rysy i otarcia na szklanej platformie;
- ślady użytkowania lub ekspozycji na obudowie;
- drobne niedoskonałości elementów wykończenia;
- otwarte, wgniecione, przetarte lub naderwane opakowanie.

Waga oferowana jest jako sprawna technicznie. Zdjęcia produktu mają charakter poglądowy i nie muszą przedstawiać wszystkich śladów występujących na konkretnym egzemplarzu.

W zestawie znajdują się baterie AAA. Nie ma potrzeby ich osobnego dokupowania w celu rozpoczęcia korzystania z urządzenia.

Bezpieczeństwo użytkowania i analizy BIA

Do analizy składu ciała należy stawać bosymi stopami na metalowych elektrodach. Funkcji BIA nie powinny używać osoby z rozrusznikiem serca lub innymi wszczepionymi elektronicznymi urządzeniami medycznymi.

Podczas ciąży producent zaleca korzystanie wyłącznie z funkcji pomiaru masy ciała. Urządzenie nie jest przeznaczone do diagnostyki medycznej.

Sprawdź pozostałe wagi w SaleMED

Jeśli szukasz prostszego urządzenia bez analizy składu ciała, zobacz również [pozostałe wagi łazienkowe dostępne w SaleMED](#).

Uzupełnieniem codziennej kontroli masy ciała może być dokładniejsze odmierzenie porcji podczas przygotowywania posiłków. W tym celu sprawdź nasze [wagi kuchenne](#).