

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/waga-lazienkowa-z-czarna-platforma-p-774.html>



## Waga łazienkowa elektroniczna Salter 9037 BK3R czarna, szklana, 180 kg

Cena brutto **69,00 zł**

Cena netto **56,10 zł**

Dostępność



Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **9037 BK3R**

### Opis produktu

#### Salter 9037 BK3R - czarna elektroniczna waga łazienkowa do 180 kg

Codzienna kontrola masy ciała nie wymaga skomplikowanego urządzenia. **Salter 9037 BK3R** to elektroniczna waga osobowa, która łączy prostą obsługę, czytelny odczyt i eleganckie wykończenie z czarnego szkła. Sprawdzi się w domowej łazience, gdy potrzebujesz szybko sprawdzić masę ciała bez konfiguracji aplikacji czy ustawiania profili użytkowników.

Waga umożliwia pomiar do **180 kg z podziałką 100 g**. Gładka platforma z hartowanego szkła nadaje urządzeniu nowoczesny wygląd, a smukła konstrukcja ułatwia przechowywanie.

#### Wchodzisz na wagę i odczytujesz wynik

Model 9037 BK3R wykorzystuje funkcję **Step-On**. Po pierwszym przygotowaniu wystarczy wejść na platformę i przez chwilę stać nieruchomo. Wynik pojawi się na cyfrowym wyświetlaczu. Po zejściu wskazanie pozostaje widoczne przez kilka sekund, a urządzenie następnie samoczynnie się wyłącza.

To praktyczne rozwiązanie dla osób, które wolą tradycyjne ważenie bez obsługi dodatkowych funkcji i ustawień.

#### Czarna szklana platforma i czytelny wyświetlacz

Waga ma minimalistyczną, czarną powierzchnię wykonaną ze szkła hartowanego. Duże cyfry pomagają szybko odczytać rezultat, natomiast płaska konstrukcja pozwala wygodnie ustawić urządzenie na podłodze lub schować je po użyciu.

Wyświetlacz jest dyskretnie wkomponowany w powierzchnię urządzenia i staje się widoczny podczas ważenia.

#### Najważniejsze zalety wagi Salter 9037 BK3R

- **Zakres do 180 kg** - odpowiedni do codziennego pomiaru masy ciała w domu.
- **Podziałka 0,1 kg** - pozwala obserwować zmiany masy ciała w odstępach 100 g.
- **Funkcja Step-On** - pomiar po wejściu na wagę, bez każdorazowego naciśnięcia przycisku zasilania.
- **Duży wyświetlacz cyfrowy** - wygodne odczytywanie wyników.
- **Hartowane szkło** - gładka platforma o eleganckim wyglądzie.
- **Automatyczne wyłączanie** - urządzenie kończy pracę po ważeniu.
- **Jednostki kg, lb i st** - możliwość wyboru sposobu prezentacji wyniku.

---

## Specyfikacja techniczna

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>Producent</b>               | Salter                        |
| <b>Model</b>                   | 9037 BK3R                     |
| <b>Typ</b>                     | Elektroniczna waga łazienkowa |
| <b>Kolor</b>                   | Czarny                        |
| <b>Maksymalne obciążenie</b>   | 180 kg                        |
| <b>Podziałka pomiaru masy</b>  | 100 g / 0,1 kg                |
| <b>Jednostki pomiaru</b>       | kg, lb, st                    |
| <b>Materiał platformy</b>      | Szkło hartowane               |
| <b>Wyświetlacz</b>             | Cyfrowy, z dużymi cyframi     |
| <b>Funkcja Step-On</b>         | Tak                           |
| <b>Automatyczne wyłączenie</b> | Tak                           |
| <b>Zasilanie</b>               | 1xCR2032 (dołączona do wagi)  |
| <b>Bateria w zestawie</b>      | Tak                           |
| <b>Wymiary urządzenia</b>      | ok. 28x26,8x2,1 cm            |
| <b>EAN</b>                     | 5010777136043                 |
| <b>Stan produktu</b>           | Fabrycznie nowy               |
| <b>Gwarancja SaleMED</b>       | 24 miesiące                   |
| <b>Przeznaczenie</b>           | Użytek domowy                 |

## Jak prawidłowo korzystać z wagi?

Przed pierwszym pomiarem ustaw wagę na stabilnej, równej powierzchni. Usuń zabezpieczenie baterii, jeśli zostało zastosowane, i wykonaj inicjalizację poprzez krótkie naciśnięcie środkowej części platformy. Po wyświetleniu zera i samoczynnym wyłączeniu urządzenie jest gotowe do ważenia.

Dla porównywalności wyników najlepiej korzystać z wagi w tym samym miejscu i o podobnej porze dnia. Po przeniesieniu urządzenia należy powtórzyć inicjalizację. Szklaną powierzchnię można przecierać lekko wilgotną ściereczką. Nie zanurzaj wagi w wodzie.

## Nowa waga Salter z gwarancją 24 miesiące

Oferowany model Salter 9037 BK3R w kolorze czarnym jest **produktem fabrycznie nowym**. Zakup w sklepie SaleMED.pl objęty jest 24-miesięczną gwarancją sprzedawcy.

Jeżeli porównujesz różne modele lub szukasz innego sposobu kontroli masy ciała, sprawdź również pozostałe [wagi łazienkowe dostępne w SaleMED.pl](#).