

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/waga-mechaniczna-salter-484-whdr-z-lupa-133-kg-outlet-p-3540.html>



Waga mechaniczna Salter 484 WHDR z lupą 133 kg – OUTLET

Cena brutto **26,00 zł**

Cena netto **21,14 zł**

Dostępność



Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **484 WHDR**

Opis produktu

Salter 484 WHDR OUTLET – mechaniczna waga łazienkowa w niższej cenie

Szukasz prostej wagi osobowej, która nie potrzebuje baterii ani skomplikowanej konfiguracji? **Salter 484 WHDR w wersji OUTLET** to propozycja dla osób, które dopuszczają drobne niedoskonałości wizualne produktu powystawowego.

Oferta dotyczy modelu z tradycyjnym mechanizmem ważącym, analogową wskazówką i szkłem powiększającym nad tarczą. Urządzenie przeznaczone jest do domowej kontroli masy ciała, a jego maksymalne obciążenie wynosi 133 kg.

Produkt powystawowy – ważna informacja o stanie

Oferowana waga pochodzi z oferty powystawowej i nie jest sprzedawana jako produkt fabrycznie nowy. Może posiadać ślady wcześniejszej ekspozycji, przechowywania lub użytkowania.

Ze względu na charakter towaru outletowego należy uwzględnić możliwość występowania:

- drobnych rys i zarysowań powierzchni,
- otarć oraz innych śladów użytkowania,
- niewielkich niedoskonałości wizualnych obudowy,
- otwartego, wgniecionego lub uszkodzonego opakowania.

Wymienione cechy opisują możliwy stan produktu powystawowego i nie oznaczają, że każdy egzemplarz posiada wszystkie wskazane ślady. Przed zakupem warto zapoznać się ze zdjęciami oferowanego urządzenia.

Tradycyjna waga osobowa z powiększaną tarczą

Salter 484 WHDR wykorzystuje mechaniczny system ważenia. W przeciwieństwie do urządzeń elektronicznych nie wymaga baterii, ładowania ani korzystania z aplikacji.

Charakterystycznym elementem modelu jest **szkło powiększające umieszczone nad okrągłą tarczą**. Ułatwia ono dostrzeżenie oznaczeń skali podczas odczytywania wyniku. Powiększenie nie zmienia dokładności samego mechanizmu.

Biała obudowa ze srebrzystymi elementami ma kompaktowe wymiary 25x25x5 cm. Dzięki temu wagę można ustawić również w niewielkiej łazience.

Najważniejsze cechy modelu Salter 484 WHDR

-
- **Obciążenie do 133 kg** – zakres ważenia odpowiedni do codziennego użytku domowego.
 - **Podziałka 0,5 kg** – mechaniczna skala z oznaczeniami masy ciała.
 - **Szkoło powiększające** – ułatwia odczytywanie wskazań na tarczy.
 - **Praca bez baterii** – brak konieczności wymiany źródła zasilania.
 - **Ręczne ustawianie zera** – możliwość skorygowania położenia wskazówki przed pomiarem.
 - **Kompaktowa konstrukcja** – podstawa o wymiarach 25x25 cm.

Specyfikacja techniczna

Producent	Salter
Model	484 WHDR
Rodzaj urządzenia	Mechaniczna waga osobowa
Stan produktu	Powystawowy / outlet
Maksymalne obciążenie	133 kg
Podziałka pomiarowa	0,5 kg
Odczyt wyniku	Analogowa tarcza ze wskazówką
Jednostki na tarczy	kg oraz st (kamienie brytyjskie)
Szkoło powiększające	Tak
Regulacja zera	Ręczna
Zasilanie	Nie wymaga baterii
Kolor	Biały ze srebrzystymi elementami
Wymiary urządzenia	25x25x5 cm
Analiza składu ciała	Nie
Łączność z aplikacją	Nie
Przeznaczenie	Domowy pomiar masy ciała
EAN	5010777123906

Jak korzystać z wagi mechanicznej?

Przed pomiarem postaw urządzenie na twardej i równej powierzchni. Sprawdź, czy wskazówka pokazuje zero. Jeśli jest przesunięta, użyj pokrętła regulacyjnego. Następnie wejdź na platformę obiema stopami i poczekaj, aż wskazówka ustabilizuje się.

Warto pamiętać, że podziałka 0,5 kg nie oznacza gwarantowanej dokładności pomiaru z błędem nieprzekraczającym 0,5 kg. Miękkie podłoże, nierówne ustawienie urządzenia lub brak wyzerowania mogą wpływać na wskazanie.

OUTLET czy nowa waga Salter?

Wersja powystawowa może być korzystnym wyborem, jeżeli akceptujesz możliwe niedoskonałości kosmetyczne i zależy Ci na niższej cenie. Parametry konstrukcyjne modelu pozostają takie same jak w wersji fabrycznie nowej.

Jeżeli preferujesz produkt fabrycznie nowy, zobacz [nową wagę Salter 484 WHDR](#). Możesz również przejrzeć [pozostałe wagi łazienkowe w SaleMED](#).