

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/waga-osobowa-elektroniczna-salter-9000-150-kg-100-g-z-lcd-p-3541.html>



Waga osobowa elektroniczna Salter 9000 150 kg / 100 g z LCD

Cena brutto **39,00 zł**

Cena netto **31,71 zł**

Dostępność



Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **9000**

Opis produktu

Salter 9000 – elektroniczny pomiar masy ciała bez zbędnych funkcji

Nie potrzebujesz aplikacji ani skomplikowanych ustawień, żeby sprawdzać swoją masę ciała. **Salter 9000** to elektroniczna waga osobowa, która skupia się na jednym zadaniu: szybkim wyświetleniu wyniku ważenia.

Model mierzy masę do **150 kg z podziałką 100 g**. Zastosowano w nim klasyczną białą platformę z tworzywa ABS oraz cyfrowy ekran LCD. To praktyczne rozwiązanie do codziennego użytku w domowej łazience.

Dotknij platformy i rozpocznij ważenie

Jedną z cech Salter 9000 jest uruchamianie pomiaru poprzez lekkie stuknięcie stopą w środkową część platformy. Wibracja aktywuje elektronikę urządzenia, a pojawienie się zera oznacza gotowość do ważenia.

Następnie wystarczy wejść na platformę i pozostać nieruchomo. Wynik pojawi się na wyświetlaczu i pozostanie widoczny przez kilka sekund. Po zakończeniu waga wyłączy się automatycznie.

Co oferuje elektroniczna waga Salter 9000?

- **Maksymalny zakres 150 kg** – do domowej kontroli masy ciała.
- **Podziałka 0,1 kg** – pozwala odczytywać wynik w odstępach co 100 g.
- **Aktywacja dotknięciem** – bez szukania przycisku zasilania przed ważeniem.
- **Cyfrowy wyświetlacz LCD** – wynik prezentowany w postaci liczbowej.
- **Powierzchnia ABS** – gładka, biała platforma z tworzywa sztucznego.
- **Wybór jednostek** – kilogramy, funty lub kamienie brytyjskie.
- **Automatyczne wyłączenie** – nie trzeba ręcznie wyłączać urządzenia.

Podziałka 100 g – co oznacza w praktyce?

Jeżeli waga wskazuje 72,4 kg, kolejna wartość na ekranie może wynosić 72,5 kg. Wyniki wyświetlane są z krokiem 0,1 kg, czyli 100 g.

Warto pamiętać, że podziałka wyświetlacza nie oznacza gwarantowanego błędu pomiarowego wynoszącego maksymalnie 100 g. Powtarzalność odczytów zależy także od prawidłowego ustawienia wagi i warunków ważenia.

Wyświetlacz LCD i plastikowa platforma

W modelu 9000 zastosowano wyświetlacz LCD o wymiarach **7x2,5 cm**. Wynik można odczytać bez korzystania z aplikacji czy dodatkowego urządzenia.

Platforma z tworzywa ABS stanowi alternatywę dla popularnych wag ze szkła hartowanego. Jej powierzchnię można przecierać miękką, lekko wilgotną ściereczką. Wagi nie wolno zanurzać w wodzie.

Parametry techniczne wagi Salter 9000

Producent	Salter
Model	9000
Rodzaj	Elektroniczna waga osobowa
Maksymalne obciążenie	150 kg
Podziałka pomiaru	100 g (0,1 kg)
Jednostki pomiaru	kg, st, lb
Wyświetlacz	LCD
Wymiary wyświetlacza	7x2,5 cm
Materiał platformy	Tworzywo ABS
Kolor	Biały
Sposób uruchamiania	Stuknięcie w platformę
Automatyczne wyłączanie	Tak
Zasilanie	2 baterie CR2032 (w zestawie)
Analizator składu ciała	Nie
Przeznaczenie	Użytek domowy

Jak uniknąć różnic między kolejnymi pomiarami?

Waga powinna stać na płaskim i stabilnym podłożu. Najlepiej wybrać twardą posadzkę, na której wszystkie nóżki urządzenia mają prawidłowe podparcie.

Podczas ważenia należy stać nieruchomo i równomiernie rozłożyć ciężar na obu stopach. Aby porównywać wyniki, warto korzystać z tej samej wagi i wykonywać pomiary o podobnej porze dnia.

Miękka wykładzina może wpływać na wynik. W przypadku ustawiania wagi na dywanie należy sprawdzić możliwość zastosowania nóżek przeznaczonych do takiego podłoża.

Waga cyfrowa czy tradycyjna mechaniczna?

Salter 9000 prezentuje wynik na ekranie LCD z podziałką 100 g. Jeśli jednak wolisz odczyt na klasycznej tarczy i urządzenie niewymagające zasilania baterijnego, zobacz również [mechaniczną wagę Salter 484 WHDR z powiększoną skalą](#).

Więcej urządzeń do domowego ważenia znajdziesz w kategorii [wagi łazienkowe w SaleMED.pl](#).