

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/waga-osobowa-salter-9049-bk3r-do-250-kg-duza-platforma-32x32-cm-p-3547.html>



Waga osobowa Salter 9049 BK3R do 250 kg – duża platforma 32x32 cm

Cena brutto **89,00 zł**

Cena netto **72,36 zł**

Dostępność



Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **9049**

Opis produktu

Salter Max 9049 BK3R – waga osobowa z zakresem do 250 kg

Salter Max 9049 BK3R to elektroniczna waga łazienkowa przeznaczona do domowego pomiaru masy ciała. Jej największym wyróżnikiem jest **maksymalne obciążenie 250 kg**, czyli zakres większy niż w wielu standardowych wagach osobowych do 150 lub 180 kg.

Model wyposażono w czarną, szklaną platformę o wymiarach około **32x32 cm** oraz duży wyświetlacz LCD. Prosta obsługa, funkcja Step-On i automatyczne wyłączenie sprawiają, że urządzenie sprawdzi się podczas regularnego kontrolowania masy ciała bez korzystania z aplikacji czy dodatkowych ustawień.

Dlaczego warto wybrać Salter 9049 BK3R?

- **Obciążenie do 250 kg** – szeroki zakres pomiarowy dla osób potrzebujących wagi o większej nośności.
- **Podziałka 100 g** – wynik wyświetlany jest w odstępach co 0,1 kg, co ułatwia obserwowanie zmian masy ciała.
- **Szklana platforma 32x32 cm** – zapewnia przestrzeń na wygodne ustawienie obu stóp.
- **Duży wyświetlacz LCD** – wyraźnie prezentuje wynik bez konieczności odczytywania drobnej skali.
- **Funkcja Step-On** – po prawidłowej inicjalizacji wystarczy wejść na wagę, aby rozpocząć pomiar.
- **Automatyczne wyłączenie** – pomaga ograniczyć zużycie energii po zakończeniu ważenia.
- **Bateria CR2032 w zestawie** – nie ma potrzeby dokupowania baterii przed pierwszym użyciem.

Duża platforma i wygodny odczyt wyniku

Podczas codziennego ważenia znaczenie ma nie tylko zakres pomiaru, ale również wygodne ustawienie stóp. Platforma o wymiarach około 32x32 cm pozwala stanąć obiema stopami na powierzchni wagi, zachowując stabilną pozycję.

Wynik prezentowany jest na dużym ekranie LCD. W zależności od ustawienia urządzenie umożliwia wyświetlanie masy w **kilogramach (kg), kamieniach brytyjskich (st) lub funtach (lb)**.

Czarna powierzchnia i smukła obudowa o wysokości około 2,5 cm nadają urządzeniu prosty wygląd, pasujący do wielu aranżacji łazienki.

Step-On – codzienne ważenie bez zbędnej obsługi

Salter 9049 BK3R posiada funkcję **Step-On**, dzięki której po prawidłowym przygotowaniu urządzenia pomiar rozpoczyna się po wejściu na platformę. Nie trzeba przed każdym ważeniem ręcznie włączać wagi.

Przed pierwszym pomiarem należy ustawić urządzenie na twardej, równej powierzchni i przeprowadzić inicjalizację zgodnie z instrukcją. Po przeniesieniu wagi w inne miejsce czynność należy powtórzyć.

Specyfikacja techniczna wagi Salter 9049 BK3R

Producent / marka	Salter
Seria	Max
Model / MPN	9049 BK3R
Rodzaj produktu	Elektroniczna waga osobowa / łazienkowa
Maksymalne obciążenie	250 kg
Podziałka pomiarowa	0,1 kg (100 g)
Jednostki pomiaru	kg / st / lb
Wyświetlacz	Duży LCD
Materiał platformy	Szkło
Kolor	Czarny
Wymiary urządzenia	Około 32x32x2,5 cm
Funkcja Step-On	Tak
Automatyczne wyłączenie	Tak
Zasilanie	1 bateria CR2032 (3 V) dołączona do zestawu
Bateria w zestawie	Tak
Analiza składu ciała	Nie
Pamięć wyników	Nie
Bluetooth / połączenie z aplikacją	Nie
Przeznaczenie	Domowy pomiar masy ciała

Jak uzyskać powtarzalne wyniki ważenia?

Na wynik pomiaru wpływa sposób ustawienia wagi oraz warunki, w jakich odbywa się ważenie. Aby łatwiej porównywać kolejne odczyty, warto przestrzegać kilku prostych zasad:

- ustawiaj urządzenie na twardej, płaskiej i stabilnej podłodze,
- korzystaj z tego samego miejsca podczas kolejnych pomiarów,
- waż się o zbliżonej porze dnia, najlepiej w podobnych warunkach,
- podczas pomiaru stój nieruchomo, równomiernie rozkładając ciężar ciała,
- nie przekraczaj maksymalnego obciążenia 250 kg.

Ważne: podziałka 100 g określa odstęp między kolejnymi wskazaniami wyświetlacza. Nie oznacza gwarantowanego błędu pomiaru wynoszącego maksymalnie 100 g.

Co znajduje się w zestawie?

- Elektroniczna waga osobowa Salter 9049 BK3R.
- Bateria litowa CR2032 do zasilania urządzenia.

Po przygotowaniu urządzenia zgodnie z instrukcją można rozpocząć wykonywanie pomiarów. Do bieżącego czyszczenia szklanej powierzchni używaj miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie zanurzaj wagi w wodzie.

Prosty pomiar masy ciała bez analizy składu organizmu

Salter 9049 BK3R służy do określania masy ciała. **Nie wykonuje pomiaru tkanki tłuszczowej, wody, masy mięśniowej ani wskaźnika BMI.** Nie wymaga rejestrowania użytkowników, połączenia z telefonem ani zapisywania historii wyników.

To dobry wybór dla osób, które potrzebują przede wszystkim wygodnej wagi domowej z dużym zakresem pomiarowym i czytelnym ekranem. Urządzenie nie zastępuje specjalistycznej wagi medycznej przeznaczonej do pomiarów klinicznych.

Porównaj inne wagi osobowe dostępne w SaleMED.pl

Jeśli szukasz innego sposobu pomiaru masy ciała, sprawdź również [wagi łazienkowe dostępne w SaleMED.pl](#).

Alternatywą dla modelu elektronicznego jest [mechaniczna waga osobowa Salter 484 WHDR ze szkłem powiększającym](#). Ma ona maksymalne obciążenie 133 kg, analogową tarczę i nie wymaga zasilania baterijnego.