

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wanienka-do-kapieli-z-regulacja-wysokosci-p-3467.html>



Wanienka do kąpieli z regulacją wysokości

Cena brutto	3 977,00 zł
Cena netto	3 233,33 zł
Dostępność	Dostępność 5-7 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-BB1

Opis produktu

Wanienka do kąpieli z regulacją wysokości - wygoda i bezpieczeństwo na co dzień (wanienka na kółkach)

Szukasz rozwiązania, które odciąża plecy opiekuna i zapewnia stabilne, bezpieczne warunki podczas kąpieli malucha? Ta wanienka do kąpieli została zaprojektowana z myślą o ergonomii i higienie: ma płynną regulację wysokości oraz mobilną konstrukcję, dzięki której łatwo ustawisz ją tam, gdzie jest najwygodniej. To praktyczna propozycja dla rodziców i placówek, które stawiają na trwałość i komfort. Jeśli porównujesz różne wanienki kąpielowe – ten model wyróżnia się konstrukcją stelaża i dopracowanymi detalami użytkowymi.

Najważniejsze zalety produktu;

- **Regulacja wysokości 890-1190 mm** – dzięki siłownikowi gazowemu i dwustronnemu pedałowi nożnemu dopasujesz pozycję wanny bez wysiłku, tak by kąpiel była komfortowa również dla opiekuna.
- **Stabilny stelaż:** profil aluminiowy lakierowany na biało + stalowa podstawa z osłoną z ABS.
- **Profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obu stronach** – umożliwia regulację położenia podzespołów bez wiercenia otworów.
- **Kanały montażowe zabezpieczone maskownicą**, co pomaga ograniczyć gromadzenie się zabrudzeń.
- **Mobilność:** wanienka na kółkach – 4 koła (Ø 75 mm) w białych obudowach, wszystkie z blokadą, aby wózek stał pewnie podczas kąpieli.
- **Wanna z białego ABS:** wyposażona w wylewkę oraz uchwyt ułatwiający odprowadzanie wody.
- **W uchwycie** praktyczne wgłębienie na drobne akcesoria kąpielowe (np. myjkę, termometr, małą butelkę).

Nasze wyroby są wytwarzane zgodnie z normą ISO 13485 oraz z uwzględnieniem wymagań norm środowiskowych. Ponadto, jako jedyni oferujemy możliwość wydłużenia standardowej gwarancji z 12 miesięcy do 24 miesięcy.

Dla kogo?

To świetny wybór jako wanienka dla niemowlaka (maks. waga dziecka 6 kg) – szczególnie, jeśli zależy Ci na łatwym manewrowaniu, ustawieniu odpowiedniej wysokości oraz stabilności. W praktyce jest to również wanienka ze stojakiem w wersji mobilnej – stojak ma regulację, a kółka dają pełną swobodę ustawienia.

Parametry techniczne

- Zakres regulacji wysokości: 890–1190 mm
- Wymiary zewnętrzne (całość): 795 × 500 × 890–1190 mm
- Wymiary zewnętrzne wanny: 795 × 500 × 180 mm
- Wymiary wewnętrzne wanny: 540 × 410 × 175 mm
- Maks. waga dziecka: 6 kg
- Maks.obciążenie wanny: 20 kg (dziecko + woda)
- Tolerancja wymiarów: ±10 mm (szer. × głęb. × wys.)
- Koła: Ø 75 mm, wszystkie z blokadą
- Materiały: stelaż aluminiowy lakierowany, podstawa stalowa, wanna i osłony z ABS

Opcje kolorystyczne

Standardowo elementy są białe, ale istnieje możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym. (Materiał maskownicy i zaślepki – tworzywo/stal – zależy od wybranego koloru RAL i wyposażenia).

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminiowy , RAL 7035-szary

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące