

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-do-przewozenia-chorych-p-2936.html>

Wózek do przewożenia chorych



Cena brutto	7 840,00 zł
Cena netto	7 259,26 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 - 4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-WS-WDPP-TC-01

Opis produktu

Wózek do Przewożenia Chorych - Komfort i Funkcjonalność w Jednym

Nasze wózki do przewożenia pacjentów to idealne rozwiązanie do transportu osób chorych w pozycji leżącej lub siedzącej, zarówno na terenie szpitala, jak i w innych placówkach medycznych. Zapewniają one maksymalne bezpieczeństwo i wygodę pacjenta, dzięki solidnej konstrukcji oraz nowoczesnym funkcjom regulacyjnym.

Wyjątkowe Funkcje Wózka:

- **Solidna konstrukcja:** Wózek wykonany z malowanych proszkowo profili stalowych, co gwarantuje trwałość i odporność na uszkodzenia.
- **Hydrauliczna regulacja wysokości:** Ułatwia personelowi medycznemu dostosowanie wózka do optymalnej pozycji transportu.
- **Składane barierki boczne:** Dodatkowe zabezpieczenie pacjenta, które można łatwo składać.
- **Regulowany podgłówek:** Mechanizm typu rastomat umożliwia wygodne dostosowanie kąta nachylenia głowy pacjenta w zakresie od 0° do 80°.
- **Materac HPL:** Przezierna dla promieni RTG płyta wózka pokryta jest materacem z pianki poliuretanowej obszytym wysokiej jakości materiałem MEDITAP, który jest łatwy do utrzymania w czystości.

Dodatkowe Opcje:

- **Centralna blokada kółek:** Gwarantuje stabilność wózka podczas transportu.
- **Wieszak na kroplówkę i butlę z tlenem:** Ułatwiają podawanie pacjentowi niezbędnych płynów i tlenu.
- **Kosz na rzeczy osobiste:** Dodatkowa przestrzeń na przedmioty pacjenta.
- **Pasy do unieruchomienia pacjenta:** Zwiększają bezpieczeństwo w trakcie transportu.
- **Materac z uchwytami do przenoszenia:** Ułatwia transport pacjenta między różnymi powierzchniami.
- **Prowadnica na kasetę RTG:** Umożliwia wykonywanie badań RTG bez konieczności przenoszenia pacjenta.
- **Antybakteryjne pokrycie stelaża:** Farba w kolorze białym zapewnia dodatkową ochronę przed zakażeniami.

Dane Techniczne:

- **Długość materaca/całkowita:** 195/218 cm
- **Szerokość materaca/całkowita:** 65/78 cm

-
- **Wysokość wózka:** 47-86 cm
 - **Regulacja kąta podglówka:** od 0° do 80°
 - **Masa własna:** 80 kg
 - **Maksymalne obciążenie:** 200 kg
 - **Średnica kół:** 150 mm

Nasze wózki do przewożenia chorych to połączenie innowacyjnych rozwiązań i funkcjonalności, które spełniają najwyższe standardy medyczne. Dzięki różnorodnym opcjom dodatkowym oraz solidnej konstrukcji są idealnym wyborem dla placówek medycznych dbających o komfort i bezpieczeństwo pacjentów.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kosz na rzeczy osobiste WS: Nie , Tak (+ 275,00 zł)

Pasy do unieruchomienia pacjenta: Nie , Tak (+ 237,00 zł)

Materac z uchwytami WS: Nie , Tak (+ 205,00 zł)

Prowadnica na kasetę RTG WS: Nie , Tak (+ 194,00 zł)

Centralna blokada kół WS: Nie , Tak (+ 1 069,00 zł)

Wieszak na butlę z tlenem WS: Nie , Tak (+ 183,00 zł)

Wybierz kolor tapicerki WS: nie wybrano , S01 , S02 , S03 , S04 , S05 , S06 , S07 , S08 , S09 , S10 , S11 (biały) , S12 , S13 , S14 , S15 , S16 , S17

Wybierz kolor stelaża WS: RAL9003

Wieszak na kroplówkę WS: Nie , Tak (+ 367,00 zł)