

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-do-przewozenia-chorych-p-3235.html>



Wózek do przewożenia chorych

Cena brutto	7 751,00 zł
Cena netto	7 176,85 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia 21-25 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-JJWZ01

Opis produktu

Wózek do Przewożenia Chorych - Komfort i Bezpieczeństwo w Przewozie Pacjentów

Nasza oferta obejmuje profesjonalny **wózek do przewożenia chorych**, który doskonale sprawdza się w przewozie pacjentów w szpitalach, klinikach oraz innych placówkach medycznych. Zapewnia on bezpieczeństwo i wygodę zarówno dla pacjentów, jak i personelu medycznego, dzięki możliwości przewożenia chorych w **pozycji leżącej** oraz **pozycji siedzącej**.

Kluczowe Cechy Wózka Transportowego dla Pacjenta:

- **Wózek do Przewożenia Chorych w Pozycji Leżącej**: Idealny do transportu pacjentów w pozycji leżącej pomiędzy salami, gabinetami zabiegowymi czy oddziałami.
- **Regulowane Podglówki i Bariery**: Podglówek można regulować za pomocą mechanizmu rostomat, co zapewnia dodatkowy komfort. Bariery boczne są opuszczane, co ułatwia bezpieczne umieszczanie i wyjmowanie pacjenta.
- **Solidna Konstrukcja**: Podstawa wózka wykonana jest ze stali malowanej proszkowo na kolor biały, co zapewnia trwałość i łatwość w utrzymaniu czystości.
- **Materac Wymienny**: Wózek wyposażony jest w wymienny materac z uchwytami, pokryty tapicerką skóropodobną, dostępny w różnych kolorach.
- **Hydrauliczna Regulacja Wysokości**: Wygodna regulacja wysokości wózka za pomocą pedałów nożnych, co umożliwia łatwe dostosowanie do potrzeb medycznych i ergonomicznych.
- **System Kół Jezdnych z Hamulcem**: Umożliwia płynne manewrowanie oraz stabilizację wózka podczas transportu pacjentów.
- **Dodatkowe Uchwyty**: Uchwyty mocujące dla kroplówki oraz gniazda do zamontowania kroplówki po obu stronach wózka zwiększają funkcjonalność.

Wypożyczenie Opcjonalne:

- **Kolorowa Podstawa**: Możliwość wyboru podstawy wózka w dowolnym kolorze według symboliki RAL, poza kolorem białym.
- **Centralna Blokada Kół**: Ulepszony system jezdny z centralną blokadą kół zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo.
- **Koszyk na Butlę z Tlenem oraz Koszyk na Ubranie**: Ułatwia przechowywanie niezbędnych akcesoriów.
- **Stojak na Kroplówkę i Wieszak na Rolkę**: Wygodne dodatki zwiększające funkcjonalność wózka.

Nasz **wózek transportowy dla pacjenta** to niezastąpione narzędzie w każdej placówce medycznej, które łączy w sobie komfort, funkcjonalność i bezpieczeństwo. Dzięki naszym innowacyjnym rozwiązaniom i wyposażeniu opcjonalnemu, możliwe jest dostosowanie wózka do indywidualnych potrzeb i wymagań każdej jednostki medycznej.

Parametry techniczne wózka do przewożenia chorych:

- Długość: 218 cm
- Szerokość: 85 cm
- Wysokość: 50,8 - 95 cm
- Dopuszczalne obciążenie: 250 kg
- Waga: 70 kg
- Wymiary leża: 132x67 cm
- Wymiary podglówka: 65x67 cm
- Kąt nachylenia podglówka: 0° - 45° (rostomat)
- Średnica kół: 12,5 cm

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki J: nie wybrano , 4 zieleń medyczna , 5 błękit , 6 granat , 7 ecru , 8 kremowy , 9 seledyn , 10 niebieski , 11 miodowy , 12 bordowy , 13 czerwony , 14 , 15 pomarańczowy , 16 beżowy , 17 turkusowy , 18 czarny , 19 żółty , 20 szary , 21 zielony trawiasty , 22 brązowy , 23 fuksja , 24 fioletowy , 25 limonka , 26 miętowy

Wybierz kolor stelaża RAL J: brak , Biały połysk , 1015 połysk (+ 100,00 zł) , 7016 mat (+ 100,00 zł) , 8019 mat (+ 100,00 zł) , 9005 mat (+ 100,00 zł) , 9006 mat (+ 100,00 zł)

Poręcze do wózków: Poręcze aluminiowe , Poręcze ze stali nierdzewnej (+ 200,00 zł)

Stojak na kroplówkę SK: Nie , Tak (+ 382,00 zł)

Kosz na butlę KB: Nie , Tak (+ 166,00 zł)

Wieszak na podkład W60: Nie , Tak (+ 103,00 zł)

Kosz wielofunkcyjny: Nie , Tak (+ 318,00 zł)

Prowadnica na kasetę RTG: Nie , Tak (+ 255,00 zł)

System jezdny: Koła z hamulcem - średnica kół 12,5 cm , Centralna blokada kół - średnica kół 12,5 cm (+ 1 140,00 zł) , Centralna blokada kół - średnica kół 20 cm , Wysokość wózka + 7,5 (+ 1 582,00 zł)