

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-do-przewozenia-chorych-w-pozycji-lezacej-p-2938.html>



Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej

Cena brutto	8 200,00 zł
Cena netto	7 592,59 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 - 4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-WS-WDPP-TC-11

Opis produktu

Wózek do transportu chorych w pozycji leżącej i siedzącej - komfort, bezpieczeństwo i funkcjonalność

Wózek do przewożenia pacjentów to kluczowy element wyposażenia każdej placówki medycznej, od szpitali po kliniki rehabilitacyjne. Nasz model **wózka do transportu chorych** łączy wygodę pacjenta z najwyższym poziomem bezpieczeństwa oraz wszechstronnością użytkowania. Jest idealnym rozwiązaniem do transportu w pozycji leżącej lub siedzącej, co czyni go niezwykle uniwersalnym.

Trwała konstrukcja i nowoczesne materiały

Konstrukcja wózka wykonana została z malowanych proszkowo stalowych profili, co zapewnia wyjątkową trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dzięki wysokiej jakości materiałom, wózek jest nie tylko solidny, ale też łatwy w utrzymaniu czystości, co ma kluczowe znaczenie w środowiskach medycznych.

Pełna regulacja dla optymalnego komfortu pacjenta

Wózek wyposażony jest w **hydrauliczny mechanizm regulacji wysokości**, co umożliwia dostosowanie pozycji pacjenta do potrzeb. Dodatkowo, **regulowany podgłówek** z mechanizmem rastomat pozwala ustawić kąt nachylenia od 0° do 80°. Funkcja **Trendelenburga (0° do 12°)** umożliwia unoszenie nóg pacjenta ponad głowę, co jest niezwykle przydatne w nagłych przypadkach medycznych.

Bezpieczeństwo na każdym etapie transportu

Dla zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta, wózek wyposażono w boczne barierki, które można łatwo złożyć, ułatwiając przenoszenie chorego np. na łóżko. Wózek jest również wyposażony w **blokadę centralną kół**, co zapewnia stabilność podczas transferu pacjenta, a opcjonalne pasy do unieruchomienia pozwalają na dodatkową ochronę w trakcie transportu.

Wygoda i dodatkowe opcje personalizacji

Błat wózka wykonany jest z płyty HPL, która jest przezierna dla promieni rentgenowskich, co pozwala na przeprowadzenie badań bez konieczności przenoszenia pacjenta. Standardowy materac wykonany z pianki poliuretanowej zapewnia pacjentowi wygodę, a opcjonalnie dostępne są również modele z uchwytami, które ułatwiają przenoszenie.

Dodatkowe wyposażenie obejmuje m.in. wieszak na kroplówkę, uchwyt na butlę tlenową oraz opcję pokrycia stelaża farbą antybakteryjną w różnych kolorach. Dzięki temu wózek można dostosować do specyficznych potrzeb każdej placówki

medycznej.

Specyfikacja techniczna:

- **Długość materaca / całkowita:** 195/218 cm
- **Szerokość materaca / całkowita:** 65/78 cm
- **Wysokość:** 47-86 cm
- **Regulacja kąta podglówka:** 0° do 80°
- **Pozycja Trendelenburga:** 0° do 12°
- **Maksymalne obciążenie:** 200 kg
- **Średnica kół:** 150 mm
- **Barierki boczne:** w standardzie

Wózek do transportu chorych to niezawodne i funkcjonalne rozwiązanie, które usprawnia opiekę nad pacjentami. Dzięki solidnej konstrukcji, zaawansowanej regulacji oraz możliwości personalizacji, jest idealnym wyborem dla każdej placówki zdrowotnej. Przemysłany design i dbałość o detale zapewniają komfort i bezpieczeństwo zarówno pacjentom, jak i personelowi medycznemu.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Centralna blokada kół WS: Nie , Tak (+ 1 069,00 zł)

Wieszak na butlę z tlenem WS: Nie , Tak (+ 183,00 zł)

Kosz na rzeczy osobiste WS: Nie , Tak (+ 275,00 zł)

Pasy do unieruchomienia pacjenta: Nie , Tak (+ 237,00 zł)

Materac z uchwytami WS: Nie , Tak (+ 205,00 zł)

Prowadnica na kasetę RTG WS: Nie , Tak (+ 194,00 zł)

Wybierz kolor tapicerki WS: nie wybrano , S01 , S02 , S03 , S04 , S05 , S06 , S07 , S08 , S09 , S10 , S11 (biały) , S12 , S13 , S14 , S15 , S16 , S17 , S18

Wybierz kolor stelaża WS: RAL9003

Wieszak na kroplówkę WS: Nie , Tak (+ 367,00 zł)