

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-do-przewozenia-chorych-w-pozycji-siedzacej-p-2939.html>

Wózek do przewożenia chorych w pozycji siedzącej



Cena brutto	8 456,00 zł
Cena netto	7 829,63 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 - 4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-WS-WDPP-TC-12

Opis produktu

Wózek TC-12 do przewożenia chorych - idealny wybór do transportu pacjentów w pozycji siedzącej i leżącej

Wózek do przewożenia chorych **TC-12** to innowacyjne urządzenie medyczne przeznaczone do bezpiecznego transportu pacjentów w pozycji leżącej lub siedzącej, idealne do użytku w szpitalach, klinikach oraz innych placówkach opieki zdrowotnej. Konstrukcja wózka opiera się na wytrzymałych, malowanych proszkowo profilach stalowych, które gwarantują trwałość i stabilność podczas przewożenia pacjenta.

Dzięki **hydraulicznej regulacji wysokości** oraz **płynnej regulacji kąta Trendelenburga**, wózek TC-12 umożliwia łatwe dostosowanie pozycji pacjenta zgodnie z potrzebami medycznymi. Jego ergonomiczny design zapewnia komfort i bezpieczeństwo zarówno dla pacjenta, jak i personelu medycznego.

Błat wózka wykonany jest z przeźiernej dla promieni RTG płyty **HPL**, co umożliwia łatwe przeprowadzanie badań radiologicznych bez konieczności przenoszenia pacjenta. Materac z pianki poliuretanowej, obszyty materiałem typu MEDITAP, zapewnia maksymalny komfort w trakcie transportu.

Najważniejsze funkcje i wyposażenie wózka TC-12:

- **Składane barierki boczne** – zapewniają bezpieczeństwo pacjenta podczas transportu
- **Regulowany podglówek** – dostosowywany za pomocą sprężyny gazowej
- **Krążki odbojowe** – chronią przed uszkodzeniami podczas manewrowania w wąskich przestrzeniach

Dostępne opcje dodatkowe:

- Centralna blokada kółek dla łatwego manewrowania
- Wieszak na kroplówkę oraz butlę z tlenem
- Kosz na rzeczy osobiste pacjenta
- Pasy do unieruchomienia pacjenta dla większego bezpieczeństwa
- Materac z uchwytami do łatwego przenoszenia pacjenta
- Prowadnica na kasetę RTG
- Stelaż pokryty farbą antybakteryjną, chroniący przed infekcjami

Specyfikacja techniczna wózka TC-12:

- Długość materaca/całkowita: 195/218 cm
- Szerokość materaca/całkowita: 65/78 cm
- Wysokość: 47-86 cm (regulowana hydraulicznie)
- Regulacja kąta podglówka: od 0° do 80°
- Trendelenburg: od 0° do 12°
- Masa własna: 83 kg
- Maksymalne obciążenie: do 200 kg
- Średnica kół: 150 mm
- Bariérki boczne: w standardzie

Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej oraz siedzącej to nie tylko funkcjonalne, ale także bezpieczne narzędzie, które wspiera codzienną pracę personelu medycznego. Wysoka jakość materiałów i szeroka gama opcji dodatkowych czynią wózek TC-12 wszechstronnym rozwiązaniem w opiece nad pacjentami.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materac z uchwytami WS: Nie , Tak (+ 205,00 zł)

Prowadnica na kasetę RTG WS: Nie , Tak (+ 194,00 zł)

Centralna blokada kół WS: Nie , Tak (+ 1 069,00 zł)

Wieszak na butlę z tlenem WS: Nie , Tak (+ 183,00 zł)

Kosz na rzeczy osobiste WS: Nie , Tak (+ 275,00 zł)

Pasy do unieruchomienia pacjenta: Nie , Tak (+ 237,00 zł)

Wybierz kolor tapicerki WS: nie wybrano , S01 , S02 , S03 , S04 , S05 , S06 , S07 , S08 , S09 , S10 , S11 (biały) , S12 , S13 , S14 , S15 , S16 , S17 , S18

Wybierz kolor stelaża WS: RAL9003

Wieszak na kroplówkę WS: Nie , Tak (+ 367,00 zł)