

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-do-przewozenia-chorych-ze-sprezyna-gazowa-p-2937.html>



Wózek do przewożenia chorych ze sprężyną gazową

Cena brutto	8 083,00 zł
Cena netto	7 484,26 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 - 4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-WS-WDPP-TC-02

Opis produktu

Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej i siedzącej

Wózek do przewożenia chorych w szpitalach oraz innych placówkach medycznych jest niezbędnym elementem wyposażenia, który ułatwia transport pacjentów w komfortowych i bezpiecznych warunkach. Model ten został zaprojektowany z myślą o przewożeniu pacjentów zarówno w pozycji leżącej, jak i siedzącej, dzięki czemu doskonale sprawdzi się w wielu sytuacjach klinicznych.

Najważniejsze cechy wózka medycznego:

Wózek jest wykonany z solidnych profili stalowych, które zostały pokryte trwałą farbą proszkową, zapewniającą odporność na uszkodzenia mechaniczne i korozję. Dzięki temu wózek jest wyjątkowo wytrzymały, a jednocześnie łatwy w utrzymaniu czystości, co jest szczególnie ważne w środowiskach medycznych.

- **Regulacja wysokości wózka** odbywa się hydraulicznie, co umożliwia precyzyjne dostosowanie pozycji pacjenta do potrzeb personelu medycznego.
- **Podgłówek z regulacją** za pomocą sprężyny gazowej pozwala na ustawienie kąta nachylenia od 0° do 80°, co zapewnia komfort pacjentowi, zarówno podczas transportu, jak i w czasie krótkotrwałego leżenia.
- W standardowym wyposażeniu znajdują się także **składane barierki boczne**, które zapewniają bezpieczeństwo pacjenta podczas transportu, a także **krążki odbojowe**, chroniące wózek przed uszkodzeniami przy kontakcie z innymi obiektami.
- **Błat wózka** wykonany jest z przeźiernej dla promieni RTG płyty HPL, co umożliwia wykonywanie badań obrazowych bez konieczności przenoszenia pacjenta. Dodatkowo, wózek wyposażono w materac z pianki poliuretanowej, obszyty wytrzymałym materiałem typu MEDITAP, który jest odporny na zabrudzenia i łatwy do czyszczenia.

Dodatkowe opcje dostępne w modelu:

- **Centralna blokada kółek** – ułatwia stabilizację wózka w wybranym miejscu.
- **Wieszak na kroplówkę** i **wieszak na butlę z tlenem** – zapewniają pełne wyposażenie w sytuacjach transportowych.
- **Kosz na rzeczy osobiste** pacjenta – przydatny w trakcie dłuższych przejazdów.
- **Pasy do unieruchomienia pacjenta** – dla dodatkowego bezpieczeństwa.
- **Materac z uchwytami do przenoszenia pacjenta** – ułatwia wygodne transportowanie chorego w przypadku

konieczności zmiany pozycji.

- **Prowadnica na kasetę RTG** - umożliwia wykonywanie zdjęć rentgenowskich bez konieczności przenoszenia pacjenta.
- **Stelaż pokryty farbą antybakteryjną** - zapewnia dodatkową ochronę przed zakażeniami.

Specyfikacja techniczna:

- **Długość materaca / całkowita:** 195 / 218 cm
- **Szerokość materaca / całkowita:** 65 / 78 cm
- **Wysokość:** 47-86 cm
- **Regulacja kąta podglówka:** 0° do 80°
- **Pozycja Trendelenburga:** niedostępna
- **Pozycja Anty-Trendelenburga:** niedostępna
- **Masa własna:** 80 kg
- **Maksymalne obciążenie:** 200 kg
- **Średnica kół:** 150 mm
- **Barierki boczne:** w standardzie

Wózek do przewożenia chorych to idealne rozwiązanie dla każdej placówki medycznej, której zależy na bezpieczeństwie, funkcjonalności i komforcie pacjenta. Dzięki bogatym możliwościom regulacji, wytrzymałym materiałom i dodatkowym opcjom wyposażenia, produkt ten spełnia najwyższe standardy w zakresie transportu pacjentów.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Centralna blokada kół WS: Nie , Tak (+ 1 069,00 zł)

Wieszak na butlę z tlenem WS: Nie , Tak (+ 183,00 zł)

Kosz na rzeczy osobiste WS: Nie , Tak (+ 275,00 zł)

Pasy do unieruchomienia pacjenta: Nie , Tak (+ 237,00 zł)

Materac z uchwytami WS: Nie , Tak (+ 205,00 zł)

Prowadnica na kasetę RTG WS: Nie , Tak (+ 194,00 zł)

Wybierz kolor tapicerki WS: nie wybrano , S01 , S02 , S03 , S04 , S05 , S06 , S07 , S08 , S09 , S10 , S11 (biały) , S12 , S13 , S14 , S15 , S16 , S17

Wybierz kolor stelaża WS: RAL9003

Wieszak na kroplówkę WS: Nie , Tak (+ 340,00 zł)