

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-do-transportu-pacjenta-p-2940.html>

Wózek do transportu pacjenta



Cena brutto	9 633,00 zł
Cena netto	8 919,44 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 - 4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-WS-WDPP-TC-21

Opis produktu

Wózek do transportu pacjenta - profesjonalne rozwiązanie dla placówek medycznych

Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej to niezbędne wyposażenie szpitali i innych placówek medycznych. Zapewnia on wygodny i bezpieczny transport pacjenta na terenie całego obiektu. Konstrukcja wózka wykonana jest z trwałych, stalowych profili malowanych proszkowo, co gwarantuje wytrzymałość oraz odporność na uszkodzenia.

Wielofunkcyjność i wygoda dla pacjenta

Wózek do transportu pacjenta umożliwia regulację wysokości za pomocą systemu hydraulicznego, a także regulowany podglówek (zakres od 0° do 80°), co pozwala na dostosowanie pozycji chorego. Dodatkowo, wózek oferuje możliwość ustawienia pacjenta w pozycji Trendelenburga (0° do 15°) oraz anty-Trendelenburga (-12° do 0°), zapewniając tym samym wsparcie w różnych sytuacjach medycznych.

Solidne wykonanie i bezpieczeństwo

W standardzie wózek do przewożenia pacjentów wyposażony jest w składane barierki boczne, które zabezpieczają pacjenta podczas transportu, a także w prowadnicę na kasetę RTG, co umożliwia szybkie i bezproblemowe wykonywanie badań obrazowych. Błat wózka wykonany jest z płyty HPL, która jest przezierna dla promieni RTG, a materac z pianki poliuretanowej obszyty materiałem typu MEDITAP, zapewnia komfort pacjentowi.

Funkcjonalność i dodatkowe opcje

Wózek do przewożenia chorych posiada półkę na rzeczy osobiste pacjenta, co jest niezwykle przydatne w codziennym użytkowaniu. Standardowe wyposażenie można rozszerzyć o dodatkowe akcesoria, takie jak: centralna blokada kółek, wieszak na kroplówkę, wieszak na butlę z tlenem, pasy do unieruchomienia pacjenta, a także materac z uchwytami do przenoszenia. Dla dodatkowej ochrony wózek może zostać pokryty farbą antybakteryjną.

Wymiary i dane techniczne:

- Długość materaca / całkowita: 195 cm / 218 cm
- Szerokość materaca / całkowita: 65 cm / 78 cm
- Wysokość: 57 cm - 93 cm
- Maksymalne obciążenie: 180 kg

-
- Średnica kół: 150 mm
 - Masa własna: 85 kg

Dzięki swojej funkcjonalności oraz wysokiej jakości wykonania, nasz wózek do przewożenia pacjentów spełnia wymagania nawet najbardziej wymagających placówek medycznych, gwarantując bezpieczeństwo oraz komfort zarówno pacjentom, jak i personelowi medycznemu.

Zainwestuj w profesjonalny sprzęt medyczny, który usprawni codzienne działania w Twojej placówce.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Centralna blokada kół WS: Nie , Tak (+ 1 069,00 zł)

Wieszak na butlę z tlenem WS: Nie , Tak (+ 183,00 zł)

Pasy do unieruchomienia pacjenta: Nie , Tak (+ 237,00 zł)

Materac z uchwytami WS: Nie , Tak (+ 205,00 zł)

Wybierz kolor tapicerki WS: nie wybrano , S01 , S02 , S03 , S04 , S05 , S06 , S07 , S08 , S09 , S10 , S11 (biały) , S12 , S13 , S14 , S15 , S16 , S17 , S18

Kolor stelaża WS: biały 9003

Wieszak na kroplówkę WS: Nie , Tak (+ 367,00 zł)