

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-toaletowo-prysznicowy-p-3246.html>



Wózek toaletowo-prysznicowy COMPLEX-TIM 24"

Cena brutto	1 145,00 zł
Cena netto	1 060,19 zł
Cena poprzednia	1 242,00 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	COMPLEX-TIM

Opis produktu

Wózek toaletowo-prysznicowy COMPLEX-TIM 24" do toalety, kąpeli i transportu

COMPLEX-TIM Timago to aluminiowy wózek toaletowo-prysznicowy przeznaczony dla osoby, która z powodu osłabienia, choroby, niepełnosprawności lub ograniczonej sprawności nie może samodzielnie i bezpiecznie korzystać z łazienki. Model umożliwia wykonywanie czynności toaletowych, kąpiel pod prysznicem oraz krótki transport użytkownika wewnątrz pomieszczeń.

Produkt bywa wyszukiwany również jako **wózek sanitarny, wózek inwalidzki do toalety i prysznica, wózek do mycia pacjenta, wózek łazienkowy na dużych kołach** albo **mobilna toaleta dla osoby niepełnosprawnej**. Wszystkie te określenia odnoszą się do jednego rozwiązania: ograniczenia liczby przesiadań między wózkiem, sedesem i miejscem kąpeli.

Gdy przejście do toalety lub pod prysznic staje się problemem

Dla osoby z osłabionymi nogami, zaburzeniami równowagi, niedowładem albo ograniczoną sprawnością ruchową problemem może być nie tylko korzystanie z toalety, lecz także samo dojście do łazienki i przesiadanie się. Każda dodatkowa zmiana miejsca zwiększa wysiłek użytkownika i utrudnia pracę opiekuna.

Wózek COMPLEX-TIM pozwala przewieźć użytkownika do łazienki, ustawić go nad muszlą WC albo wykonać kąpiel bez konieczności korzystania z osobnego krzesła prysznicowego. Pojemnik sanitarny z pokrywą umożliwia również korzystanie z funkcji toalety niezależnie od sedesu.

Wózek sanitarny do toalety, prysznica i transportu

- **Funkcja toaletowa** — wózek posiada pojemnik sanitarny z pokrywą i może być wykorzystywany jako mobilna toaleta.
- **Możliwość ustawienia nad sedesem** — po wyjęciu pojemnika wózek można ustawić nad odpowiednio dopasowaną muszlą WC.
- **Funkcja prysznicowa** — aluminiowa rama i siedzisko z materiału PU pozwalają korzystać z wózka podczas kąpieli.
- **Transport w pomieszczeniach** — układ przednich kół 5" i tylnych kół 24" umożliwia przewożenie użytkownika pomiędzy pokojem, toaletą i miejscem kąpeli.

Duże tylne koła 24" – najważniejsza przewaga COMPLEX-TIM

Cechą odróżniającą COMPLEX-TIM od wielu kompaktowych wózków sanitarnych są **duże tylne koła 24"**. Z przodu zastosowano dwa obrotowe koła 5" z hamulcami, natomiast z tyłu znajdują się koła pełne 24" z systemem szybkiego demontażu i hamulcami postojowymi.

Taki układ kół ma największe znaczenie dla osób, które nie szukają wyłącznie niewielkiego krzesła sanitarnego prowadzonego przez opiekuna. Przed zakupem trzeba jednak uwzględnić szerokość całkowitą wózka wynoszącą 63,5 cm oraz sprawdzić szerokość drzwi, przejść i wejścia do kabiny prysznicowej.

Dla kogo przeznaczony jest wózek COMPLEX-TIM?

Wózek toaletowo-prysznicowy może być wykorzystywany przez seniorów, osoby z niepełnosprawnością ruchową, pacjentów wymagających pomocy opiekuna oraz osoby czasowo osłabione po zabiegu, urazie albo pobycie w szpitalu.

Model może wspierać opiekę nad użytkownikami z niedowładem, paraliżem, amputacją, zmianami zwyrodnieniowymi kończyn, ograniczoną ruchomością stawów, zaburzeniami krążenia oraz innymi problemami utrudniającymi samodzielne korzystanie z łazienki. Dobór sprzętu powinien uwzględniać stan użytkownika, zalecenia personelu medycznego oraz możliwość bezpiecznej obsługi przez opiekuna.

Najważniejsze zalety wózka COMPLEX-TIM

- **model COMPLEX-TIM marki Timago** — łatwy do jednoznacznego porównania z innymi wózkami sanitarnymi,
- **duże tylne koła 24"** — najważniejsza różnica względem kompaktowych modeli na czterech małych kołach,
- **maksymalne obciążenie 150 kg** — pozwala dobrać wózek również dla cięższego użytkownika,
- **aluminiowa rama malowana proszkowo** — przystosowana do użytkowania w łazience,
- **siedzisko z klinem wykonane z PU** — materiał łatwy do utrzymania w czystości,
- **uchylne podłokietniki** — ułatwiają boczne przesiadanie użytkownika,
- **odchylane i zdejmowane podnóżki** — pomagają przygotować wózek do przesiadania,
- **taśmy zabezpieczające stopy** — pomagają utrzymać stopy na podnóżkach podczas przewożenia,
- **pojemnik sanitarny z pokrywą** — umożliwi korzystanie z funkcji toalety poza łazienką,
- **możliwość ustawienia nad sedesem** — pozwala korzystać z muszli WC bez dodatkowego przesiadania.

COMPLEX-TIM, MASTER-TIM czy wózek z zagłówkiem?

COMPLEX-TIM ma szerokość całkowitą 63,5 cm, tylne koła 24", masę 17 kg i maksymalne obciążenie 150 kg. Jest właściwym wyborem, gdy potrzebny jest wózek sanitarny na dużych kołach, a pomieszczenia i przejścia zapewniają odpowiednią ilość miejsca.

- **Gdy najważniejsze są mniejsze wymiary i cztery obrotowe koła:** warto porównać COMPLEX-TIM z modelem [MASTER-TIM Timago 3w1](#). MASTER-TIM ma szerokość 57 cm, cztery koła 5" i obciążenie do 150 kg.
- **Gdy użytkownik potrzebuje zagłówka i zmiany kąta ustawienia siedziska:** odpowiedniejszy będzie [MASTER-TIM PLUS z zagłówkiem i regulacją nachylenia do 30°](#).
- **Gdy potrzebne są duże koła do ręcznego napędzania oraz małe koła do prowadzenia przez opiekuna:** warto sprawdzić [wózek prysznicowo-toaletowy SANI-TIM z kołami 24" i 5"](#). Oba zestawy kół znajdują się w komplecie. Model ma siedzisko 50 x 45 cm, szerokość całkowitą 68,5 cm i maksymalne obciążenie 120 kg.
- **Gdy produkt nie musi posiadać pojemnika sanitarnego:** wystarczający może być [wózek prysznicowy Shower-TIM FS7962L](#), przeznaczony przede wszystkim do kąpeli i krótkiego transportu.

Przed wyborem należy porównać rodzaj kół, szerokość drzwi i kabiny, przestrzeń potrzebną do manewrowania, dopuszczalne obciążenie oraz poziom podparcia wymagany przez użytkownika.

Dane techniczne wózka COMPLEX-TIM

Model	COMPLEX-TIM
Marka	Timago
Rodzaj produktu	wózek toaletowo-prysznicowy na kołach 24"
Potoczne określenia	wózek sanitarny, wózek do toalety i prysznic, wózek do mycia pacjenta, wózek łazienkowy
Materiał ramy	aluminium malowane proszkowo
Kolor ramy	biały
Szerokość całkowita	63,5 cm
Szerokość wewnętrzna	45 cm

Głębokość całkowita	102 cm
Wysokość całkowita	93 cm
Wysokość siedziska od podłoża	53 cm
Wymiary siedziska	44 × 42 cm
Koła przednie	obrotowe 5" z hamulcami
Koła tylne	pełne 24", szybko demontowane, z hamulcami postojowymi
Siedzisko	z klinem, wykonane z materiału PU
Podłokietniki	uchylne
Podnóżki	odchylane i zdejmowane, z taśmami zabezpieczającymi
Pojemnik sanitarny	tak, z pokrywą
Możliwość ustawienia nad sedesem	tak, po sprawdzeniu wymiarów muszli WC i przestrzeni w łazience
Waga wózka	17 kg
Maksymalne obciążenie	150 kg
Miejsce użytkowania	wewnątrz pomieszczeń

Elementy znajdujące się w zestawie

- aluminiowa rama wózka z kołami,
- siedzisko z klinem wykonane z PU,
- podnóżki z taśmami zabezpieczającymi,
- pokrętła montażowe,
- pojemnik sanitarny z pokrywą.

Bezpieczne użytkowanie i czyszczenie

Wózek COMPLEX-TIM jest przeznaczony do użytkowania wewnątrz pomieszczeń. Przed posadzeniem użytkownika należy sprawdzić prawidłowe zamocowanie elementów, ustawienie podnóżków oraz działanie hamulców. Podczas wsiadania, zsiadania i korzystania z funkcji sanitarnej wózek powinien być unieruchomiony.

Po użyciu pod prysznicem wózek należy umyć łagodnym środkiem czyszczącym, spłukać i osuszyć. Pojemnik sanitarny wymaga opróżnienia i umycia po każdym użyciu. Nie należy stosować preparatów ściernych ani środków mogących uszkodzić powierzchnię ramy i siedziska.

Kategorie pomocne przy wyborze sprzętu

- Zobacz wszystkie [wózki toaletowo-prysznicowe](#) i porównaj szerokość, rodzaj kół, obciążenie oraz sposób obsługi.
- Sprawdź także pozostałe [artykuły sanitarne dla seniorów i osób z ograniczoną mobilnością](#).

Poradniki dotyczące łazienki bez barier

- [Prysznic bez barier — co wybrać i jak przygotować miejsce kąpeli?](#)
- [Łazienka bez barier — dobór wyposażenia, poręczy i uchwytów](#)