

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-transportowo-koszowy-p-3396.html>



Wózek koszowy WKS-2 0H18N9 – 6 koszy z uchwytem do prowadzenia

Cena brutto	6 248,00 zł
Cena netto	5 079,67 zł
Cena poprzednia	6 449,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-WKS-2

Opis produktu

Wózek koszowy WKS-2 0H18N9 z 6 koszami do brudownika, sterylizatorni i magazynu medycznego

Wózek koszowy WKS-2 0H18N9 z 6 koszami i uchwytem do prowadzenia to transportowo-koszowy model przeznaczony do kompletacji, segregacji i przewozu materiałów w placówkach medycznych, laboratoriach, sterylizatorniach, brudownikach, magazynach czystych oraz zapleczach oddziałowych. Ten wariant ma łącznie 6 koszy i nie posiada stelaża na odpady — jego główną funkcją jest wygodny transport oraz podział zawartości na kilka poziomów.

Konstrukcja została wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. Wyposażenie obejmuje 2 kosze 575 × 280 × 135 mm, 4 kosze z wycięciem 575 × 280 × 260 mm oraz 1 uchwyt do prowadzenia. Koła Ø100 mm w obudowie z tworzywa sztucznego ułatwiają przemieszczanie wózka między stanowiskami pracy.

Ten model warto wybrać wtedy, gdy potrzebny jest wózek koszowy z większą liczbą koszy, bez stelaża na odpady. Układ 2 koszy niższych i 4 koszy z wycięciem pozwala oddzielić różne grupy materiałów, akcesoriów lub pojemników, a jednocześnie zapewnia szybki dostęp do zawartości.

Zobacz także całą kategorię: [wózki koszowe ze stali kwasoodpornej](#) oraz dział [meble medyczne ze stali kwasoodpornej](#).

Wyposażenie wózka koszowego WKS-2

- 2 × kosz: 575 × 280 × 135 mm,
- 4 × kosz z wycięciem: 575 × 280 × 260 mm,
- 1 × uchwyt do prowadzenia,
- koła Ø100 mm w obudowie z tworzywa sztucznego, kolor szary.

Parametry techniczne

Wykonanie	stal kwasoodporna gat. 0H18N9
Wysokość stelaża	950 mm
Głębokość stelaża	750 mm
Szerokość stelaża	550 mm
Szerokość całkowita z koszami	575 mm
Koła	Ø100 mm, szare, w obudowie z tworzywa sztucznego
Uchwyt	1 × uchwyt do prowadzenia

Kiedy warto wybrać wózek koszowy WKS-2?

Wózek koszowy WKS-2 warto wybrać wtedy, gdy najważniejsza jest większa liczba koszy i szybki dostęp do posegregowanych materiałów. Model ma łącznie 6 koszy: 2 kosze niższe oraz 4 kosze z wycięciem, dlatego dobrze sprawdza się przy kompletacji drobnego wyposażenia, akcesoriów, pojemników, opakowań i materiałów pomocniczych.

To dobry wybór do miejsc, w których personel potrzebuje mobilnego wózka do przewożenia i porządkowania zawartości, ale nie potrzebuje stelaża na odpady. Uchwyt do prowadzenia ułatwia przemieszczanie wózka, a koła Ø100 mm pomagają w manewrowaniu w zapleczech, korytarzach roboczych, brudownikach, sterylizatorniach i magazynach czystych.

Kiedy lepiej wybrać inny wariant?

Jeżeli potrzebny jest wózek z miejscem na odpady, lepszym wyborem będzie model z koszami i stelażem na odpady. Jeżeli potrzebna jest wyższa konstrukcja z półkami, większą liczbą poziomów i stelażem na odpady, warto wybrać wyższy wózek koszowy z półkami. WKS-2 jest najlepszy wtedy, gdy priorytetem jest transport i segregacja materiałów w 6 koszach, a nie organizacja odpadów.

Czym WKS-2 różni się od wózka koszykowego ze stelażem na odpady?

Wózek koszowy WKS-2 ma 6 koszy i uchwyt do prowadzenia, ale nie ma stelaża na odpady. Jest przeznaczony przede wszystkim do transportu i kompletacji materiałów. Jeżeli potrzebny jest kompaktowy model z koszami oraz pokrywą uchyloną na odpady, sprawdź [wózek koszykowy 0H18N9 z koszami z wycięciem i stelażem na odpady](#).

Do czego sprawdzi się wózek transportowo-koszowy z 6 koszami?

Model z 6 koszami sprawdzi się tam, gdzie trzeba rozdzielić kilka grup materiałów i szybko przewieźć je między stanowiskami. Może być wykorzystywany do kompletacji akcesoriów, porządkowania drobnego wyposażenia, odkładania pojemników, opakowań lub materiałów pomocniczych w obrębie jednej strefy pracy.

Co wyróżnia układ 2 koszy niskich i 4 koszy z wycięciem?

Dwa niższe kosze można wykorzystać do mniejszych materiałów lub elementów, które mają być widoczne i łatwe do szybkiego sprawdzenia. Cztery kosze z wycięciem ułatwiają częste pobieranie zawartości bez konieczności przekładania całego kosza. Taki układ pomaga utrzymać porządek i skraca czas kompletacji materiałów podczas codziennej pracy.

Dlaczego kosze z wycięciem są praktyczne?

Cztery kosze z wycięciem ułatwiają dostęp do zawartości bez konieczności całkowitego wysuwania lub przekładania kosza. To ważne przy częstym pobieraniu drobnych materiałów, akcesoriów i pojemników w codziennej pracy zaplecza medycznego.

Zastosowanie

- brudowniki i pomieszczenia pomocnicze,
- sterylizatornie i magazyny czyste,
- laboratoria i pracownie medyczne,
- zaplecza oddziałowe i zabiegowe,
- kompletacja oraz przewóz drobnych materiałów, pojemników i akcesoriów,
- segregacja zawartości na kilku poziomach roboczych.

Najważniejsze zalety

- 6 koszy – większa pojemność i lepsza segregacja zawartości,
- 2 kosze niższe – wygodne miejsce na mniejsze elementy i materiały pomocnicze,
- 4 kosze z wycięciem – szybszy dostęp do przechowywanych materiałów,
- stal kwasoodporna 0H18N9 – trwałość i łatwe utrzymanie higieny,
- uchwyt do prowadzenia – wygodniejsza obsługa podczas przemieszczania wózka,
- koła Ø100 mm – łatwiejsze manewrowanie w pomieszczeniach roboczych,
- szerokość całkowita z koszami 575 mm – praktyczny format do zapleczy i korytarzy.

FAQ

Czy wózek WKS-2 ma stelaż na odpady?

Nie. Ten model ma 6 koszy i uchwyt do prowadzenia. Nie jest wyposażony w stelaż na odpady.

Jakie kosze znajdują się w zestawie?

W zestawie znajdują się 2 kosze 575 × 280 × 135 mm oraz 4 kosze z wycięciem 575 × 280 × 260 mm.

Do czego służą kosze z wycięciem?

Kosze z wycięciem ułatwiają szybki dostęp do zawartości. Są praktyczne przy częstym odkładaniu i pobieraniu drobnych materiałów, akcesoriów lub pojemników.

Czym ten model różni się od wózka ze stelażem na odpady?

WKS-2 ma 6 koszy i uchwyt do prowadzenia, ale nie ma stelaża na odpady. Jest przeznaczony głównie do transportu, kompletacji i segregacji materiałów.

Jakie są wymiary wózka koszowego WKS-2?

Wysokość stelaża wynosi 950 mm, głębokość 750 mm, szerokość stelaża 550 mm, a szerokość całkowita z koszami 575 mm.

Czy wózek ma uchwyt do prowadzenia?

Tak. Wózek jest wyposażony w 1 uchwyt do prowadzenia, który ułatwia manewrowanie i przemieszczanie wózka między stanowiskami.

Jakie koła ma ten model?

Wózek ma szare koła Ø100 mm w obudowie z tworzywa sztucznego.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące