

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-transportowy-dla-pacjenta-p-3236.html>

Wózek transportowy dla pacjenta



Cena brutto	7 751,00 zł
Cena netto	7 176,85 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia 21-25 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-J-JWZ 02

Opis produktu

Wózek transportowy dla pacjenta – komfort i bezpieczeństwo w każdym szpitalu

Wózek transportowy dla pacjenta to niezbędne wyposażenie medyczne, które znajduje szerokie zastosowanie w szpitalach, klinikach oraz innych placówkach medycznych. Jego głównym celem jest bezpieczne i wygodne przewożenie pacjentów w pozycji leżącej lub siedzącej pomiędzy salami, gabinetami zabiegowymi czy oddziałami. Zaprojektowany z myślą o ergonomii i komforcie pacjenta, wózek zapewnia nie tylko wygodę użytkowania, ale także pełną funkcjonalność, ułatwiając pracę personelowi medycznemu.

Kluczowe cechy wózka do przewożenia chorych:

- **Stabilna konstrukcja** – wykonana z wytrzymałej stali malowanej proszkowo, zapewniająca długotrwałe użytkowanie i łatwe utrzymanie czystości.
- **Materac skóropodobny** – wymienny, z uchwytami, dostępny w szerokiej gamie kolorystycznej (do wyboru kolory 1-25), zapewnia wygodę pacjentowi podczas transportu.
- **Regulowany podgłówek** – z możliwością regulacji kąta nachylenia za pomocą sprężyny gazowej, co ułatwia dostosowanie pozycji pacjenta.
- **Funkcja Trendelenburga** – wózek umożliwia regulację kąta leża, co jest szczególnie przydatne podczas transportu pacjentów wymagających określonej pozycji.
- **Barierki boczne i uchwyty** – ze stali nierdzewnej, z możliwością opuszczenia, zapewniają bezpieczeństwo pacjenta podczas transportu.
- **Przezroczysta dla promieni RTG płyta HPL** – ułatwia wykonywanie badań diagnostycznych bez konieczności przenoszenia pacjenta.
- **Hydrauliczna regulacja wysokości** – umożliwia precyzyjne dostosowanie wysokości wózka za pomocą pedałów nożnych, co zwiększa ergonomię pracy personelu.

Wyposażenie opcjonalne wózka do przewożenia pacjentów:

- **Indywidualny kolor stelaża** – możliwość dopasowania koloru podstawy wózka zgodnie z symboliką RAL (z wyjątkiem koloru białego), co pozwala na lepszą integrację z wnętrzem placówki.
- **System jezdny z centralną blokadą kół** – poprawia mobilność i stabilność wózka, co jest szczególnie ważne w dynamicznych warunkach szpitalnych.
- **Koszyk na butlę z tlenem i ubrania** – dodatkowe akcesoria zwiększające funkcjonalność wózka, umożliwiające przewożenie niezbędnego wyposażenia medycznego.
- **Stojak na kroplówkę** – z głowicą wyposażoną w dwa haczyki, pozwala na łatwe podłączenie kroplówki bez konieczności dodatkowego montażu.
- **Prowadnica na kasetę RTG** – ułatwia transport i wykonywanie badań diagnostycznych.

Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej - bezpieczeństwo i funkcjonalność

Dzięki solidnej konstrukcji, wózek transportowy dla pacjenta jest w stanie przewieźć osoby o wadze do 250 kg, co czyni go wszechstronnym narzędziem w każdej placówce medycznej. Z regulacją kąta nachylenia leża od 0° do 10°, oraz z podgłówkiem o regulowanym kącie od -25° do 60°, wózek zapewnia komfortowe warunki zarówno pacjentom, jak i personelowi medycznemu.

Dane techniczne:

- Długość: 211,5 cm
- Szerokość: 88 cm
- Wysokość: 57 - 99 cm
- Dopuszczalne obciążenie: 250 kg
- Waga: 76 kg
- Regulacja kąta nachylenia leża: 0° - 10°
- Średnica kół: 12,5 cm

Dzięki zastosowaniu zaawansowanych rozwiązań technologicznych i funkcjonalnych, wózek transportowy dla pacjentów doskonale sprawdzi się zarówno na oddziałach szpitalnych, jak i w klinikach. To nie tylko sprzęt medyczny, ale także element, który poprawia komfort oraz bezpieczeństwo pacjentów, jednocześnie ułatwiając codzienną pracę personelu medycznego.

Wybierając wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej lub siedzącej, zapewniasz swojej placówce niezawodne, funkcjonalne i ergonomiczne rozwiązanie, które spełnia wszystkie wymagania nowoczesnych szpitali i klinik.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki J: nie wybrano , 1 biały , 4 zieleń medyczna , 5 błękit , 6 granat , 7 ecru , 8 kremowy , 9 seledyn , 10 niebieski , 11 miodowy , 12 bordowy , 13 czerwony , 14 , 15 pomarańczowy , 16 beżowy , 17 turkusowy , 18 czarny , 19 żółty , 20 szary , 21 zielony trawiasty , 22 brązowy , 23 fuksja , 24 fioletowy , 25 limonka , 26 miętowy

Wybierz kolor stelaża RAL J: brak , Biały połysk , 1015 połysk (+ 100,00 zł) , 7016 mat (+ 100,00 zł) , 8019 mat (+ 100,00 zł) , 9005 mat (+ 100,00 zł) , 9006 mat (+ 100,00 zł)

Poręcze do wózków: Poręcze aluminiowe , Poręcze ze stali nierdzewnej (+ 200,00 zł)

Stojak na kroplówkę SK: Nie , Tak (+ 382,00 zł)

Kosz na butlę KB: Nie , Tak (+ 166,00 zł)

Wieszak na podkład W60: Nie , Tak (+ 103,00 zł)

Kosz wielofunkcyjny: Nie , Tak (+ 318,00 zł)

Prowadnica na kasetę RTG: Nie , Tak (+ 255,00 zł)

System jezdny: Koła z hamulcem - średnica kół 12,5 cm , Centralna blokada kół - średnica kół 12,5 cm (+ 1 140,00 zł) , Centralna blokada kół - średnica kół 20 cm , Wysokość wózka + 7,5 (+ 1 582,00 zł)