

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-transportowy-szafka-ze-stali-kwasoodpornej-do-szpitala-p-2577.html>



Wózek transportowy, szafka ze stali kwasoodpornej do szpitala

Cena brutto	6 400,00 zł
Cena netto	5 203,25 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-WT-01KO

Opis produktu

Wózek transportowy – szafka medyczna na kółkach ze stali kwasoodpornej

Poznaj nasz nowoczesny wózek transportowy – funkcjonalne i trwałe rozwiązanie do placówek medycznych. Wykonany z wysokiej jakości stali kwasoodpornej (gat. 0H18N9), zapewnia higieniczne i bezpieczne użytkowanie w szpitalach, klinikach oraz laboratoriach.

Wytrzymała i funkcjonalna konstrukcja

Ten wózek transportowy jest wyposażony w praktyczną szafkę ze stali kwasoodpornej, która posiada dwie półki i solidne drzwiczki zamykane na zamek. Umożliwia to bezpieczne przechowywanie sprzętu medycznego, leków i innych niezbędnych akcesoriów.

Obudowa wózka została dodatkowo ocynkowana, co zwiększa jej odporność na uszkodzenia i korozję. Szafka medyczna na kółkach została zaprojektowana z myślą o maksymalnej mobilności – posiada koła o średnicy 200 mm, które ułatwiają przemieszczanie nawet po nierównych powierzchniach. Dwa z nich wyposażone są w blokady, zapewniając stabilność podczas użytkowania.

Bezpieczeństwo i ergonomia

Dla dodatkowej ochrony, naroża podstawy wózka zostały wyposażone w odboje, które minimalizują ryzyko uszkodzeń przy manewrowaniu. Ergonomiczny blat z uchwytami skierowanymi ku górze ułatwia obsługę i transport sprzętu medycznego.

Specyfikacja techniczna:

- Wymiary: 800 x 600 x 900 mm (szer. x gł. x wys.)
- Materiał: stal kwasoodporna 0H18N9
- Szafka ze stali kwasoodpornej z dwoma półkami i zamkiem
- Mobilność: cztery koła o średnicy 200 mm, dwa z blokadami
- Odboje ochronne na narożach

Dzięki solidnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałom i funkcjonalności, nasz wózek transportowy to niezastąpione wyposażenie każdego szpitala. Postaw na trwałość i wygodę – wybierz szafkę medyczną na kółkach dostosowaną do wymagających warunków pracy.

Wózek transportowy, szafka ze stali kwasoodpornej do szpitala, wyposażenie;

- szafka z drzwiczkami
- 2xpółka
- 1xamek

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**