

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-z-kwasowki-na-czysta-posciel-szpitalna-p-3154.html>



Wózek z kwasówki na czystą pościel szpitalną

Cena brutto	7 712,00 zł
Cena netto	6 269,92 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-WZB1-01-KO-K8.6

Opis produktu

Wózek z kwasówki na czystą pościel szpitalną - funkcjonalność i trwałość dla placówek medycznych

Profesjonalne rozwiązanie do przechowywania i transportu pościeli

Wózek z kwasówki na czystą pościel szpitalną to niezastąpiony element wyposażenia placówek medycznych, ułatwiający organizację bielizny szpitalnej. Wykonany z wysokiej jakości stali kwasoodpornej (gat. 0H18N9), zapewnia trwałość, higienę oraz łatwość czyszczenia, co czyni go idealnym do użytku w szpitalach i innych obiektach medycznych.

Zaawansowane funkcje i ergonomia

Przemysłana konstrukcja: Wózek na pościel medyczną posiada szafkę zamykaną na zamek, dwie półki oraz stelaż na worek do brudnej bielizny, co pozwala na wygodne segregowanie pościeli.

Bezpieczeństwo i higiena: Specjalna obręcz z klipsami zaciskowymi zabezpiecza worek na brudną bieliznę przed przypadkowym zsunięciem, a podnoszona ręcznie pokrywa chroni zawartość przed zanieczyszczeniami.

Mobilność i stabilność: Wózki medyczne tej klasy są wyposażone w cztery koła o średnicy 100 mm, z czego dwa mają blokadę, co ułatwia manewrowanie i zapewnia stabilność.

Ergonomiczny uchwyt: Ułatwia prowadzenie wózka, zapewniając wygodę personelowi szpitalnemu.

Doskonałe dopasowanie do potrzeb placówek medycznych

Dzięki precyzyjnym wymiarom (1050x580x1080 mm dla wózka oraz 540x520x910 mm dla szafki), ten wózek na pościel medyczną spełnia najwyższe standardy funkcjonalności i ergonomii w szpitalach oraz innych placówkach medycznych.

Niezawodne wsparcie w zarządzaniu pościelą szpitalną

Wózki szpitalne wykonane ze stali kwasoodpornej są kluczowym elementem organizacji pracy w sektorze medycznym. Ich solidna konstrukcja oraz intuicyjna obsługa sprawiają, że codzienne zarządzanie czystą i brudną bielizną staje się bardziej efektywne i higieniczne.

Wózek z kwasówki na czystą pościel szpitalną, specyfikacja techniczna;

-
- Wymiary całkowite: 1050x580x1080 mm
 - Wymiary szafki: 540x520x910 mm
 - Przestrzeń użytkowa szafki: 480x515x735 mm
 - Wymiary półki: 500x480 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Zainwestuj w wózek z kwasówki na czystą pościel szpitalną i popraw organizację oraz higienę w swojej placówce! Wybierz jakość i funkcjonalność, które zasługują na uznanie Google i zaufanie personelu medycznego.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**